

Boîte de 100 lingettes désinfectantes DASR - STERICID



Pour la désinfection sans rinçage des surfaces alimentaires

Conforme à l'arrêté français du 8 septembre 1999 – section 1b concernant les constituants des produits de nettoyage, pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable après usage.

Homologation

Autorisation du produit (AMM) : BTR0307

Conditionnement

Format de lingette : 120 x 200mm
Boîte de 100 lingettes
Carton de 12 boîtes

Actifs

Ethanol, Propan-2-ol.

Propriétés microbiologiques

En prêt à l'emploi à 20°C :

- Bactéricide : EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 1276 en 5 minutes (lait écrémé 1%), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
- Bactéricide sur *Salmonella typhimurium* : EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
- Bactéricide sur *Listeria monocytogenes* : EN 1276 en 30 secondes et EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
- Levuricide sur *C. albicans* : EN 1650 en 30 secondes (conditions de saleté), EN 1650 en 5 minutes (lait écrémé 1%), EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
- Fongicide sur *A. brasiliensis* (ex.niger): EN 1650, EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait écrémé 1%).
- Virucide sur le rotavirus : EN 14476 en 5 minutes (conditions de saleté).

Mode d'emploi

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile. Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée. Laisser agir entre 30 secondes et 5 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Bien refermer le couvercle après utilisation. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Précautions d'emploi

Produit inflammable. Ne pas utiliser comme produit de désinfection cutané.
Produit réservé à une utilisation professionnelle. Consulter l'étiquetage et la fiche de données de sécurité au préalable. Produit biocide de type 4 – Directive 98/8.

REF : DASR100

Fiche Technique. Version 5- 06/2015

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON
Tél : 0033 (0) 3 22 09 41 39 - Fax : 0033 (0) 3 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com